


バイタリー

iOS 印刷機能の利用マニュアル

《機能概要》

iPhoneやiPadをプリンターと接続することにより、
日々の利用者様毎の記録の一覧を端末から直接印刷することが可能となります。











紙に印刷出が可能



この機能を利用するには、iPadやiPhoneにてiOS標準の「AirPrint」という機能を利用し、プリンターと接続する必要があります。

設定の詳細やご利用中のプリンタがAirPrintに対応しているかなどについては、Apple公式の「AirPrint について」のページをご確認ください。


Apple公式URL：<https://support.apple.com/ja-jp/HT201311>

デバイス管理			
	A&D / 体温計 ● 1階広場 体温計	 初期化	 編集
	A&D / 体温計 ● 2階広場 体温計	 初期化	 編集
	A&D / 血圧計 ● 1階広場 血圧計	 初期化	 編集
	NISSEI / パルスオキシメーター (1187) ● 3階広場 パルスフィット	 編集	 削除
	NISSEI / 体温計 (0618) ● 3階広場 体温計	 編集	 削除
	NISSEI / 血圧計 (9721) ● 3階広場 血圧計	 編集	 削除
	ARKRAY / 血糖値 ● 1階広場 血糖値計	 編集	 削除
	ARKRAY / 血糖値 ● 2階広場 血糖値計	 編集	 削除
新規デバイス追加			

印刷画面のイメージ


《設定方法》

1. トップページの本日のバイタル記録画面から、ご利用者様の「詳細」をタップします。



トップ画面

2. 各ご利用者様のグラフ表示画面にて、表示されている期間を確認し、画面上部の「印刷する」ボタンをタップします。その後、自動的に印刷設定画面が表示されます。



グラフ表示画面



印刷確認画面

《設定方法》

3. 自動的に印刷設定画面が表示されない場合は、画面上部の「印刷する」をタップしてください

13:37 8月17日(火)

名古屋 花子様のバイタル記録

印刷する


利用者名: 名古屋 花子様

期間: 2021年08月10日 ~ 2021年08月17日

日時	記入者	体温 (°C)	血圧上 (mmHg)	血圧下 (mmHg)	脈拍 (回)	SpO2 (%)	呼吸 (回)	血糖値 (mg/dL)	体重 (kg)	身長 (cm)	コメント
2021年08月16日 15時56分	管理者ユーザ	37			80	98					
2021年08月17日 13時32分	管理者ユーザ	36.8	80	67	89						

印刷確認画面

4. AppleのAirPrint画面の設定に従って、プリンターを選択し、印刷を行ってください。印刷が完了すれば、画面左上の戻るボタンをタップして、元の画面に戻ってください。



AirPrint画面

17日(火)

←

名古屋 花子様のバイタル記録

印刷する

50%

利用者名: 名古屋 花子様

期間: 2021年08月10日 ~ 2021年08月17日

日時	記入者	体温 (℃)	血圧上 (mmHg)	血圧下 (mmHg)	脈拍 (回)	SpO2 (%)	呼吸 (回)	血糖値 (mg/dL)	体重 (kg)	身長 (cm)	コメント
2021年08月16日 15時56分	管理者ユーザ	37			80	98					
2021年08月17日 13時32分	管理者ユーザ	36.8	80	67	89						

印刷完了画面